



# SISSEL® Comfort – Produktinformationen & Hinweise

## Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie nachstehende Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise.
- Das SISSEL® Comfort Lagerungskissen ist eine vielfach nutzbare Lagerungshilfe zur unterstützenden Lagerung für zahlreiche Anwendungen.
- Das Produkt und das Zubehör sind nur entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu verwenden.
- Die SISSEL® GmbH übernimmt keine Haftung für den Gebrauch des Produktes ausserhalb der in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Anwendungen.
- Die Gebrauchsanweisung ist sorgfältig und griffbereit aufzubewahren sowie bei Weitergabe des Produkts beizulegen.

## Sicherheitshinweise

- ! Prüfen Sie vor jeder Anwendung die Unversehrtheit des Produkts. Bei Beschädigungen sind die Funktion und die Sicherheit des Produkts nicht mehr gewährleistet.
- ! Verwenden Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizkörper, Herdplatte, offene Flamme, Funkenflug) und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- ! Halten Sie den Nutzungsbereich frei von scharfen oder spitzen Gegenständen.
- ! Achten Sie darauf, dass Kinder den Inhalt des Produktes nicht entnehmen.
- ! Die Nutzung des Produktes als Babynest sollte nur unter Aufsicht von Erwachsenen geschehen.
- ! Benutzen Sie das Produkt immer mit zugehörigem Bezug und schliessen Sie den Reissverschluss sorgfältig.
- ! Verwenden Sie nur vom Hersteller vorgesehenes Zubehör.

## Produktinformationen

- Lieferumfang bestehend aus:
  - 1 x SISSEL® Comfort, 1 x Gebrauchsanweisung
- Mit zwei unterschiedlichen Füllmaterialien lieferbar: Polystyrol und Polypropylen

## Technische Daten

- Masse (L x B x H): 195 x 35 cm
- Material: Füllung – Polystyrol bzw. Polypropylen  
Hülle – 100% Baumwolle

## Hinweis

Das Produkt ist mit zwei unterschiedlichen Füllmaterialien lieferbar: Polystyrol und Polypropylen. Die Füllung mit Polystyrol macht das Produkt modellierbar, die Füllung mit Polypropylen macht das Produkt formstabiler.

## Bestimmungsgemässe Anwendung

Das SISSEL® Comfort ist ein Lagerungskissen, das als Lagerungshilfe für zahlreiche Anwendungen genutzt werden kann. Die geschwungene Form unterstützt ideal den Nacken- und Schulterbereich, stabilisiert die Position für Seitenschläfer und dient optimal der entlastenden Unterstützung von Schwangeren und stillenden Müttern.

## Warnhinweis

- ⚠ Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Produkt.

## Pflege & Hygiene

- Zur Reinigung genügt es zumeist, das Kissen in der Badewanne auszuwaschen. Für eine maschinelle Reinigung ist ein Wäschesack (kein Netz!) zu verwenden. Alternativ kann das Kissen in einem separat erhältlichen Bezug gewaschen werden (bitte waschen Sie diesen die ersten Male separat und beachten dessen Reinigungsanweisungen). Achten Sie auf ausreichend Bewegungsspielraum des Kissens in Waschmaschine und Trockner.
- Bitte beachten Sie unbedingt das angebrachte Etikett
- Kissen mit Polypropylenfüllung sind bis 95°C maschinenwaschbar
- Kissen mit Polystyrolfüllung sind bis 60°C maschinenwaschbar
- Nach der Wäsche können die Kissen bei niedriger Temperatur trommelgetrocknet werden

## Entsorgung & Umwelt

Das Produkt und das mitgelieferte Zubehör können dem Hausmüll zugeführt werden.

## Verpackung

Es werden keine besonderen Verpackungsarten verwendet. Die jeweils gültigen Entsorgungsrichtlinien sind zu beachten.

## Gewährleistung

- Für Schäden durch ausgelaufenes Füllmaterial, die auf Waschen ohne Bezug oder zu geringem Bewegungsfreiraum in der Waschmaschine zurückzuführen sind, übernimmt der Hersteller keine Gewährleistung.
- Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.



# **SISSEL® Comfort – Product information**

## General information

- Read the following instructions for use carefully and observe the safety instructions and warnings.
- The SISSEL® Comfort support cushion is a multi-use support aid for assisting positioning for numerous applications.
- The product and accessories are to be used only in accordance with these instructions for use.
- SISSEL® GmbH accepts no liability for the use of the product outside the applications described in these instructions for use.
- The instructions for use must be kept carefully and within easy reach and must be handed to the next user if the product is passed on.

## Safety instructions

- ! Check the condition of the product before each use. If damaged, the function and safety of the product can no longer be guaranteed.
- ! Do not use the product in the immediate vicinity of heat sources (e.g. radiators, hotplates, open flames, flying sparks) and avoid direct sunlight.
- ! Keep the area of use free from sharp or pointed objects.
- ! Make sure that children do not have access to the inner components of the product.
- ! The use of the product as a baby nest should only be done under adult supervision.
- ! Always use the product with the supplied cover and close the zip carefully
- ! Only use accessories specified by the manufacturer.

## Product information

- Scope of delivery contents:
  - 1 x SISSEL® Comfort, 1 x instruction manual
- Available with two different filling materials:
  - polystyrene and polypropylene

## Technical specifications

- Dimensions (LxWxH): 195 x 35 cm
- Filling: polystyrene or polypropylene
- Cover: 100% cotton

## Note

The product is available with two different filling materials: polystyrene and polypropylene. The filling with polystyrene makes the product mouldable, the filling with polypropylene gives the product more dimensionally stability

## Intended use

The SISSEL® Comfort is a positioning pillow that can be used as a positioning aid for numerous applications. The curved shape ideally supports the neck and shoulder area, stabilises the position for people sleeping on their sides and provides optimal relief support for pregnant women and nursing mothers.

## Warning

-  Never use a damaged product.

## Care & Hygiene

- For cleaning, it is usually sufficient to wash the cushion in the bathtub. For machine cleaning, use a laundry bag (no net). Alternatively, the cushion can be washed in a separately available cover (please wash this separately the first few times and follow its cleaning instructions). Make sure that the cushion has enough room to move in the washing machine and dryer.
- Please be sure to read the attached label
- Cushions with polypropylene filling are machine washable up to 95°C
- Cushions with polystyrene filling are machine washable up to 60°C
- After washing, the cushions can be tumble dried at a low temperature

## Disposal & Environment

The product and the accessories supplied can be disposed of with household waste.

## Packaging

No special types of packaging are used. The respective valid disposal guidelines must be observed.

## Warranty

- The manufacturer accepts no liability for damage owing to any filling leaking out as a result of washing without cover or overfilling a washing machine.
- The warranty is governed by the statutory provisions.



# **SISSEL® Comfort – Informations produit et conseils**

## Informations générales

- Lire les instructions et respecter scrupuleusement les indications et avertissements.
- Le coussin SISSEL® Comfort est un support multi-usage pour le positionnement dans différentes circonstances.
- L'utilisation de ce produit et des accessoires est limité au cadre des instructions ci-incluses.
- SISSEL® GmbH ne pourra être tenu pour responsable d'aucune conséquence d'une utilisation différente du produit de celles décrites dans ce mode d'emploi.
- Ce mode d'emploi doit être conservé et gardé accessible pour tous les utilisateurs du produit.

## Instructions de sécurité

- ! Vérifier l'état du produit avant chaque utilisation. S'il est endommagé, son utilisation ne sera plus garantie.
- ! Ne pas utiliser le coussin à proximité de sources de chaleur (radiateurs, plaques chauffantes, flammes ou étincelles)
- ! Garder le coussin loin de tout objet pointu ou tranchant.
- ! Bien s'assurer que les enfants n'aient pas accès au contenu du produit.
- ! L'utilisation du produit comme berceau doit être obligatoirement sous la supervision d'un adulte
- ! Toujours utiliser le coussin avec les taies adaptées et bien refermer la fermeture éclair.
- ! Utiliser uniquement les accessoires du fabricant.

## Informations produit

- Contenu : 1 x SISSEL® Comfort, 1 x manuel d'instructions
- Disponible avec deux matériaux de remplissage différents: polystyrènes et polypropylènes

## Spécifications techniques

- Dimensions (Longueur x Largeur) : 195 x 35 cm
- Remplissage : polystyrène ou polypropylène
- Taie : 100% coton

## Note

Le remplissage en polystyrène rend le produit très malléable. Il est disponible avec deux matériaux de remplissage différents: polystyrène et polypropylène. Le remplissage avec du polystyrène rend le produit malléable, le remplissage avec du polypropylène donne au produit plus de stabilité.

## Utilisation

Le coussin SISSEL® Comfort est un coussin de positionnement qui peut être utilisé dans plusieurs circonstances. Sa forme incurvée apporte un soutien idéal de la nuque et des épaules, et stabilise le reste du corps pour un repos optimal des femmes enceintes ou des mères allaitantes.

## Avertissement

- ⚠ Ne jamais utiliser un produit endommagé.

## Soins et hygiène

- Pour le nettoyage, le coussin peut être frotté dans la baignoire. Pour un nettoyage en machine, utiliser un sac de lavage. Le coussin peut être nettoyé dans la taie (sauf lors du premier lavage). Bien s'assurer que le coussin n'est pas tassé dans la machine à laver ou le sèche linge.
- Lire attentivement les mentions ci-dessous
- Les coussins avec remplissage en polypropylène sont lavables jusqu'à 95°C en machine.
- Les coussins avec remplissage en polystyrènes sont lavables jusqu'à 60°C en machine.
- Après lavage, le coussin peut être séché à basse température en machine.

## Eco responsabilité

Le produit et les accessoires doivent être jetés avec les déchets ménagers.

## Emballage

Aucun matériau à traitement particulier. Appliquer les instructions de recyclage habituelles.

## Garantie

- Le polochon est lavé en machine sans housse ou sans avoir été vidé auparavant : la garniture s'échappe alors du polochon et le fabricant n'est aucunement responsable des dommages causés.
- La garantie s'applique dans les dispositions légales.



# **SISSEL® Comfort – Productinformatie**

## Algemeen

- Lees de volgende gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en neem de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in acht.
- Het SISSEL® Comfort-steunkussen is een multifunctioneel hulpmiddel bij het positioneren voor talrijke toepassingen.
- Het product en de accessoires mogen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing.
- SISSEL® GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van het product buiten de toepassingen die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.
- De gebruiksaanwijzing moet zorgvuldig en binnen handbereik worden bewaard en moet aan de volgende gebruiker worden overhandigd als het product wordt doorgegeven.

## Veiligheidsinstructies

- ! Controleer de toestand van het product vóór elk gebruik. Bij beschadiging kunnen de werking en veiligheid van het product niet langer worden gegarandeerd.
- ! Gebruik het product niet in de onmiddellijke nabijheid van warmtebronnen (bijv. radiatoren, verwarmingsplaten, open vuur, vonken) en vermijd direct zonlicht.
- ! Houd het gebruiksgebied vrij van scherpe of puntige voorwerpen.
- ! Zorg ervoor dat kinderen geen toegang hebben tot de inwendige onderdelen van het product.
- ! Het product mag alleen onder toezicht van een volwassene als babynest worden gebruikt.
- ! Gebruik het product altijd met de meegeleverde hoes en sluit de ritssluiting zorgvuldig.
- ! Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.

## Meegeleverde onderdelen

- Inhoudsopgave: 1 x SISSEL® Comfort, 1 x gebruiksaanwijzing
- Verkrijgbaar met twee verschillende vulmaterialen: polystyreen en polypropyleen

## Technische gegevens

- Afmetingen (l x b x h): 195 x 35 cm
- Materiaal: Vulling – polystyreen of polypropyleen  
Hoes – 100% katoen

## Opmerking

Het product is verkrijgbaar met twee verschillende vulmaterialen: polystyreen en polypropyleen. De vulling met polystyreen maakt het product vormbaar, de vulling met polypropyleen geeft het product meer dimensionale stabiliteit.

## Beoogd gebruik

De SISSEL® Comfort is een positioneringskussen dat kan worden gebruikt als positioneringshulpmiddel voor talrijke toepassingen. De gebogen vorm ondersteunt de nek en schouders, stabiliseert de positie van mensen die op hun zij slapen en biedt optimale ondersteuning bij zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven.

## Waarschuwing

-  Gebruik nooit een beschadigd product.

## Zorg & hygiëne

- Als het product moet worden gewassen, is het meestal voldoende om het kussen met de hand te wassen. Gebruik een waszak wanneer u het wast in de machine (geen netje). U kunt het kussen ook in een apart verkrijgbare hoes wassen (was dit de eerste paar keer apart en volg de reinigingsinstructies). Zorg ervoor dat het kussen voldoende ruimte heeft om in de wasmachine en droger te bewegen.
- Lees zeker het bijgevoegde etiket
- Kussens met polypropyleen vulling zijn machinewasbaar tot 95 °C
- Kussens met polystyreen vulling zijn machinewasbaar tot 60 °C
- Na het wassen kunnen de kussens in de droogtrommel op een lage temperatuur worden gedroogd.

## Afvoeren en milieu

Het product en de meegeleverde accessoires kunnen met het huisvuil worden weggegooid.

## Verpakkingen

Er worden geen speciale soorten verpakkingen gebruikt. Neem de geldende richtlijnen voor afvalverwijdering in acht.

## Garantie

- De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade wegens lekkende vulling ten gevolge van het wassen zonder buitenhoes of het te vol stoppen van de wasmachine.
- De garantie wordt beheerst door de wettelijke bepalingen.



# **SISSEL® Comfort – Información sobre el producto y consejos**

## Indicaciones generales

- Lea con atención las siguientes indicaciones de uso y observe las indicaciones de seguridad y advertencia.
- El cojín de descanso SISSEL® Comfort es un apoyo útil para numerosas aplicaciones.
- El producto y los accesorios sólo pueden ser usados según las instrucciones de uso.
- La Empresa SISSEL® GmbH no asume ninguna responsabilidad por el uso de este producto contrario a las indicaciones descritas en estas instrucciones.
- Guarde las instrucciones de uso en un lugar seguro y al alcance de la mano. Adjúntelas al producto en caso de cambio de propietario.

## Medidas de seguridad

- ! Verifique la integridad del producto antes de cada uso. La función y seguridad del producto no estarán garantizadas en caso de daños.
- ! No utilice el producto cerca de fuentes de calor (por ejemplo radiadores, placas de cocción, llamas abiertas y chispas). Evite los raios solares directos.
- ! En cada uso mantenga el entorno libre de objetos punzantes o puntiagudos.
- ! Cuide que los niños no se metan a la boca el relleno del cojín.
- ! El uso de este producto como nido para bebés debe ser siempre bajo la supervisión de un adulto.
- ! Utilice siempre el producto con la funda correspondiente y cierre la cremallera con cuidado.
- ! Utilice únicamente los accesorios previstos por el fabricante.

## Informaciones sobre el producto

- El suministro incluye:
  - 1 x SISSEL® Comfort, 1 x instrucciones de uso
- Disponible en dos rellenos diferentes: poliestirol y polipropileno

## Datos técnicos

- Medidas (largoxanchoxalto): 195 x 35 cm
- Material: relleno: poliestirol en su caso poliestireno  
Cubierta: 100% algodón

## Indicaciones

El producto está disponible en dos rellenos de diferentes materiales: poliestirol y polipropileno. El relleno con poliestirol hace el producto moldeable, el relleno con polipropileno hace la forma del producto estable.

## Uso previsto

SISSEL® Comfort es una almohada de apoyo que puede utilizarse para numerosas aplicaciones. La forma curvada da un soporte ideal a la zona del cuello y los hombros, estabiliza la posición para los que duermen de lado y proporciona un soporte de alivio óptimo para las mujeres embarazadas y madres lactantes.

## Advertencia

- ⚠ Nunca utilice un producto dañado.

## Cuidado e Higiene

- Para la limpieza basta por lo general lavar el cojín en la bañera. Para la limpieza a máquina, utilice una bolsa de lavandería (¡no una red!). Alternativamente, el cojín puede lavarse en una funda disponible por separado (por favor, lávela por separado las primeras veces y siga las instrucciones de limpieza). Asegúrese de que el cojín tiene suficiente espacio para moverse en la lavadora y la secadora.
- Por favor observe la etiqueta del producto
- El cojín con relleno de propileno se puede lavar hasta 95 grados C
- El cojín con relleno de poliestirol se pueden lavar hasta 60 grados C
- Después del lavado el cojín se puede secar a baja temperatura en la secadora.

## Eliminación & medio ambiente

El producto y los accesorios suministrados se pueden hechar a la basura doméstica.

## Embalaje

No se utiliza ningún tipo de embalaje especial. Se deben de respetar las directrices de eliminación.

## Garantía

- El fabricante no se hace responsable en caso de daños debido a un lavado sin funda o con restos de relleno.
- La garantía se rige por las disposiciones legales.





# **SISSEL® Comfort – Informazioni sul prodotto e indicazioni**

## Informazioni generali

- Leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso e osservare la sicurezza e le avvertenze.
- Il cuscino portaoggetti SISSEL® Comfort è un sistema di stoccaggio multi-utilizzabile per supportare lo stoccaggio per numerose applicazioni.
- Il prodotto e gli accessori sono utilizzati solo secondo le presenti istruzioni per l'uso.
- SISSEL® GmbH non si assume alcuna responsabilità per l'uso del prodotto al di fuori delle applicazioni descritte nelle presenti istruzioni per l'uso.
- Le istruzioni per l'uso devono essere mantenute attentamente e a portata di mano, così come quando si passa il prodotto.

## Istruzioni precauzionali

- ! Verificare l'integrità del prodotto prima di ogni applicazione. In caso di danneggiamento, la funzione e la sicurezza del prodotto non sono più garantite.
- ! Non utilizzare il prodotto nelle immediate vicinanze delle sorgenti termali (ad es. radiatore, piano cottura, fiamma aperta, volo scintilla) ed evitare la luce solare diretta.
- ! Mantenere l'area d'uso libera da oggetti appuntiti o appuntiti.
- ! Assicurarsi che i bambini non prendano il contenuto del prodotto.
- ! L'uso del prodotto come nido per bambini deve essere fatto solo sotto la supervisione di un adulto.
- ! Utilizzare sempre il prodotto con un coperchio associato e chiudere la cerniera con attenzione.
- ! Utilizzare solo accessori forniti dal produttore.

## Informazioni sul prodotto

- Portata della consegna costituito da:  
1 x SISSEL® Comfort, 1 x istruzioni per l'uso
- Disponibile con due diversi materiali di riempimento:  
Polistirene e polipropilene

## Dati tecnici

- Dimensioni (LxLxH): 195 x 35 cm
- Materiale: Füllung – Polystyrol bzw. Polypropylen  
Hülle – 100% Baumwolle

## Nota

Il prodotto è disponibile con due diversi materiali di riempimento: Polistirolo e polipropilene. Il riempimento con polistirolo rende il prodotto modellabile, il riempimento con polipropilene rende il prodotto più stabile.

## Uso previsto

Il SISSEL® Comfort è un cuscino di stoccaggio che può essere utilizzato come supporto di stoccaggio per numerose applicazioni. La forma curva supporta idealmente la zona collo e spalla, stabilizza la posizione per le traversine laterali e serve in modo ottimale il sollievo delle madri incinte e in allattamento.

## Avvertimento

-  Non usare mai un prodotto danneggiato.

## Cura e igiene

- Per la pulizia, di solito è sufficiente per lavare il cuscino nella vasca da bagno. Per la pulizia della macchina deve essere utilizzato un sacchetto per la lavanderia (senza rete!). In alternativa, il cuscino può essere lavato in un coperchio disponibile separatamente (si prega di lavarlo separatamente per la prima volta e seguire le istruzioni di pulizia). Assicurarsi di avere abbastanza spazio per il movimento del cuscino in lavatrice e asciugatrice.
- Si prega di prestare attenzione all'etichetta allegata
- I cuscini con riempimento in polipropilene sono lavabili in lavatrice fino a 95°C
- I cuscini con riempimento in polistirolo sono lavabili in lavatrice fino a 60°C
- Dopo il lavaggio i cuscini possono essere essiccati a bassa temperatura

## Smaltimento & ambiente

Il prodotto e gli accessori forniti possono essere alimentati a rifiuti domestici.

## Imballaggio

Non vengono utilizzati particolari tipi di imballaggio. Devono essere rispettate le rispettive linee guida in materia di smaltimento.

## Garanzia

- Per danni causati dalla fuoriuscita di materiale di riempimento durante il lavaggio in lavatrice senza fodera esterna o per mancanza di spazio di movimento, il produttore esclude la garanzia.
- La garanzia è disciplinata dalle disposizioni di legge.



# **SISSEL® Comfort – Productinformation & Råd**

## Allmän information

- Läs följande bruksanvisning noggrant och följ säkerhets- och varningsinformationen.
- SISSEL® Comfort positioneringskudde är ett mångsidigt hjälpmedel för olika ändamål
- Produkten och tillbehören får endast användas i enlighet med denna bruksanvisning.
- SISSEL® GmbH tar inget ansvar för användning av produkten utanför vad som beskrivs i denna bruksanvisning
- Bruksanvisningen måste förvaras på ett säkert ställe och överlämnas vidare med produkten

## Säkerhetsanvisningar

- ! Kontrollera produkten före varje användning. I händelse av skada garanteras inte längre funktion och säkerhet för produkten
- ! Använd inte produkten i omedelbar närhet av värmekällor (t.ex. radiatorer, spishällar, öppen eld, gnistor) och undvik direkt solljus.
- ! Håll användningsområdet fritt från skarpa eller spetsiga föremål.
- ! Se till att barn inte tar bort produktens innehåll.
- ! Produkten ska endast användas som ett babybo under övervakning av vuxna.
- ! Använd alltid produkten med lämplig överdrag och stäng dragkedjan försiktigt.
- ! Använd endast de tillbehör som tillhandahålls av tillverkaren.

## Omfattningen av utbudet

- Leveransen består av:
  - 1 x SISSEL® Comfort, 1 x bruksanvisning
- Finns med två olika fyllnadsmaterial:
  - Polystyren och polypropen

## Tekniska uppgifter

- Mått (LxWxH): 195 x 35 cm
- Material: Fyllning: Polystyren eller polypropen
- Skrov: 100 % bomull

## Obs

Produkten finns med två olika olika fyllnadsmaterial: Polystyren och polypropen. Fyllningen med polystyren gör produkten modellierbar, fyllningen med Polypropylen gör produkten mer stabil

## Avsedd användning

SISSEL® Comfort är en positioneringskudde som kan användas som positioneringshjälpmedel för många ändamål. Den böjda formen stöder idealiskt nack- och axelområdet, stabiliserar positionen för sidosovare och är idealisk som stöd för gravida kvinnor och ammande mödrar.

## Varning

-  Använd aldrig en skadad produkt.

## Care & Hygien

- För rengöring är det vanligtvis tillräckligt att tvätta kudden i badkaret. En tvättpåse (inget nät!) måste användas för maskinrengöring. Alternativt kan kudden tvättas i en separat tillgängligt tvättpåse. Tvätta överdraget de första gångerna separat och tänk på temperaturen. Se till att kudden har tillräckligt med utrymme för att röra sig i tvättmaskinen och torken.
- Var uppmärksam på den bifogade etiketten
- Kudden med polypropylen fyllning är maskintvättbart till 95°C
- Kudden med polystyrol fyllning är maskintvättbart till 60°C
- Efter tvätten kan kuddarna torkas i torktummlaren vid låg temperatur

## Avfallshantering

Produkten och tillbehören läggs i vanlig hushållsavfall

## Förpackning

Inga speciella typer av förpackningar används. De gällande avfallshanteringsriktlinjerna ska följas.

## Garantie

- För skador som orsakats på grund av fyllning som rinner ur för att kudden tvättats utan överdrag eller för lite plats i tvättmaskinen, tar tillverkaren inget ansvar.
- Garantin styrs av lagbestämmelser



#### 일반 지침

- 다음 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 안전 및 경고 지침에 유의하십시오.
- SISSEL® Comfort 바디 필로우에는 다양한 사용 용도에 따른 자세를 잡도록 도와주는 다목적 보조 도구입니다.
- 제품 및 액세서리는 본 사용 설명서에 따라서만 사용해야 합니다.
- SISSEL GmbH는 이 사용 설명서에 설명되어 있는 용도를 벗어난 제품 사용에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 사용 설명서는 언제든지 읽어볼 수 있도록 주의하여 보관하고 제품 전달 시 동봉해야 합니다.

#### 안전 지침

- ! 사용 전 매번 제품에 별 문제가 없는지 확인하십시오. 손상이 있을 경우 제품의 기능 및 안전이 더 이상 보장되지 않습니다.
- ! 제품을 열원(예: 라디에이터, 전기 레인지, 개방 화염, 불꽃 튜브) 근처에서 사용하지 않도록 하며 직사광선을 피하십시오.
- ! 사용 영역에 날카롭거나 뾰족한 물체가 없도록 하십시오.
- ! 어린이가 제품의 내용물을 끄집어내지 않도록 유의하십시오.
- ! 어른의 감독 하에서만 베이비네스트로 제품을 사용할 수 있습니다.
- ! 항상 부속 커버가 있는 상태로만 제품을 사용하도록 하며 지퍼를 조심히 닫으십시오.
- ! 제조사에서 제공한 액세서리만 사용하십시오.

#### 제품 정보

SISSEL COMFORT 공급 사양

- 구성: COMFORT 1개, 사용 설명서 1부
- 서로 다른 두 가지 충전재로 제공 가능: 폴리스티롤 및 폴리프로필렌

#### 기술 데이터

사이즈(LxWxH): 195cm x 35cm

소재:

- 충전재: 폴리스티롤 또는 폴리프로필렌
- 커버: 100% 순면

#### 참고 사항:

제품은 다음의 서로 다른 두 가지 충전재로 제공이 가능합니다. 폴리스티롤 및 폴리프로필렌. 폴리스티롤을 충전재로 사용하면 제품의 모양을 자유자재로 만들 수 있고, 폴리프로필렌을 충전재로 사용하면 제품의 모양을 한 형태로 고정할 수 있습니다.

#### 규정에 맞는 사용

SISSEL® Comfort는 다양한 사용 용도에 따른 자세를 잡기 위해 보조 도구로 사용할 수 있는 바디 필로우입니다. 곡선 형태가 목과 어깨 부위를 이상적으로 지지하고 옆으로 누워 잘 경우 자세를 안정화하며 임신부와 수유모를 편안하게 지지하도록 최적으로 작용합니다.

#### 경고 지침

- ⚠ 손상된 제품은 절대 사용하지 마십시오.

#### 관리 및 위생

- 세탁 시 대부분 욕조에서 베개를 빼는 것으로 충분합니다. 기계 세탁을 할 경우 세탁물 자루(세탁망 안 됨!)를 사용해야 합니다. 또는 별도로 구입 가능한 커버에 넣은 상태로 베개를 세탁할 수 있습니다(처음에는 이를 분리하여 세탁하도록 하며 해당 세탁 지침에 유의하십시오). 세탁기와 건조기에서 베개가 돌아갈 수 있는 여유 공간이 충분하도록 유의하십시오.
- 부착된 라벨에 반드시 유의하십시오.
- 폴리프로필렌을 충전재로 사용한 베개는 95°C까지 기계 세탁이 가능합니다.
- 폴리스티롤을 충전재로 사용한 베개는 60°C까지 기계 세탁이 가능합니다.
- 세척 후 베개는 낮은 온도에서 드럼 건조기로 건조할 수 있습니다.

#### 폐기 및 환경

##### 제품

제품 및 함께 제공되는 액세서리는 생활 쓰레기로 처리하면 됩니다.

##### 포장

특수한 포장재 유형이 사용되지 않습니다. 각각의 유효한 폐기 지침에 유의해야 합니다.

- 제조사
- 사용 설명서의 위치 또는 정보에 대한 참고 사항.
- 유의 사항, 경고 지침이 따름
- Triman 기호
- FSC 기호, 지속 가능한 산림 경영
- 기후 중립

##### 보증

- SISSEL GmbH는 제조 및/또는 재료상 하자로 인해 구매 후 24개월 이내에 SISSEL 제품군의 제품이 결함을 보이는 경우 이에 대해 보증을 제공합니다.
- 이 보증의 일환으로 무상 교체를 받을 수 있습니다.
- SISSEL GmbH가 제공한 상품이 다른 측의 동의 없이 가공, 처리 또는 변경되었거나 사용 설명서를 따르지 않은 경우 모든 보증에서 제외됩니다.

#### 참고 사항:

- 결 결백을 안하고 세탁을 하였거나 충전재를 제거하지 않고 세탁을 하여 제품의 내용물이 새 경우에 대한 책임은 지지 않습니다.
- 보증은 법적 규정을 따릅니다.

